

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：庆大霉素(BCSA 增菌液配套试剂)

英文名称：Additive for BCSA Broth with Gentamycin

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0800	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

配套添加于含庆大霉素的 BCSA 增菌液基础 (022217) 中使用。

【配方成分】

配方	含量 (每支)
庆大霉素	0.001g

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 使用方法: 每支加入 1mL 无菌生理盐水 (或无菌水), 使试剂完全溶解, 再添加于 100mL (022217) 中配成含庆大霉素的 BCSA 增菌液。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 保质期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2023 年 01 月 01 日